


D-8

MUFLA TERRIGENO



Modelo	D8
Dimensiones internas (útiles)	Ancho: 20 cm Alto: 17 cm Profundo: 26 cm
Dimensiones Externas	Ancho: 40 Alto: 37 Profundo: 46
Volumen	8.8 Litros
Temperatura máxima	1200 °C
Sistema de calentamiento	Resistencias Eléctricas espiral marca Kanthal
Control automático	Control de temperatura automático programable 8 Rampas de temperatura, opción On-Off o PID Doble display (temperatura programada y real)
Sensor de temperatura	Tipo k
Conexión eléctrica	220 V Monofásica
Acabado interior	Ladrillo aislante Porta resistencia
Acabado exterior	Acero al carbono con pintura Horneable

Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste

Email: info@myminstrumentostecnicos.com