

Series J2 – J3

CUENTA COLONIAS



CARACTERÍSTICAS

- La estructura compacta ocupa menos espacio. Adaptado a diversos entornos.
- La luz LED se puede ajustar para crear una perspectiva ideal para el operador.
- Sonará un pitido mientras cuenta, lo que puede evitar un conteo incorrecto.
- La exclusiva fuente de luz Up-light hace que sea conveniente contar bacterias que son difíciles de observar.
- Pluma de conteo diseñada específicamente para garantizar que no se omitan las celdas.
- Diseño de voltaje de amplio rango. Evite la interferencia al equipo por voltaje inestable.

Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel.: (4) 217 57 51
(4) 2399375
Cel: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Vía centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Email: info@myminstrumentostecnicos.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos técnicos:	J-2	J 3
Encendido	LED de matriz (luz blanca)	LED de matriz (luz blanca)
Pantalla digital	3 dígitos	3 dígitos
Rango de conteo	0-999	0-999
Placa de petri compatible	50-90 mm	50-150 mm
Voltaje de entrada (frecuencia)	CA 100-240 V (50/60 Hz)	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Potencia de entrada	20W	40W
Aumento	3-9 veces	3-9 veces
Clase protectora	IP21	IP21
Temperatura ambiente permitida	80%	80%
Humedad relativa permitida	5-50°C	5-50°C
Dimensiones	255×210×160mm	360×300×180mm
Peso neto	2,2 kilos	4,0 kg