

JY-200C

Fuente de poder digital para Electroforesis



Características:

- Carcasa de moldeo, teclas táctiles, control inteligente de microprocesador de doble núcleo;
- Indique el valor preestablecido y el valor de salida real al mismo tiempo;
- Puede almacenar 10 métodos de electroforesis;
- Con función de memoria automática;
- Con la función de operación de temporización estándar;
- Con voltaje constante, corriente constante, potencia constante, mal funcionamiento, funciones de aviso inteligente de fallas;
- Detección automática de sin carga, sobrecarga, cortocircuito, cambio rápido de resistencia, fuga a tierra y sobrecalentamiento del sistema.

Características Técnicas

Tipo de salida:	voltaje constante, corriente o potencia
Incremento:	1V, 1mA, 1W
Rango de salida:	5--200V, 1--2000mA, 1--200W.
Rango del temporizador:	1 min ~ 99 h, 59 min
Pantalla:	Pantalla LCD con luz de fondo
Conectores de salida:	cuatro conjuntos de conectores de salida

Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia

Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste