

L550

## Centrifuga de mesa bajas revoluciones



Operación de control por microprocesador mediante toque a través de la placa frontal, pantalla digital, motor DC sin escobillas, sin contaminación por polvo de carbono y varios rotores disponibles para una operación conveniente.

- Puerta con cerradura electrónica para un funcionamiento seguro.
- La función de Acc y Dec rápidos, el tiempo Acc más rápido es de 30 s, el tiempo Dec más rápido es de 28 s, el tiempo Acc y Dec se puede configurar de manera diferente.
- La función del auto-equilibrio.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.

### PARÁMETRO TÉCNICO:

**Modelo:** L-550  
**Velocidad máxima:** 5500r / min.

	Tel: (4) 217 57 51	Tel: (507) 341 05 95
	(4) 239 93 75	Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: (57) 301 424 5380	Cel: 312 288 34 36	Urbanización Arboledas
Cr 91 N° 70 A 32	Cr43 N° 50-88 Int. 1601	Cluster Los Alamos
Bogotá - Colombia	Medellín - Colombia	calle 8, Panamá Oeste

RCF máx .:	5310 × g
Capacidad máxima:	1600 ml (4 × 400 ml)
Rango de tiempo:	0 ~ 99min59s
Tiempo Acc / Dec:	8 / 30s
Precisión de velocidad:	± 30r / min.
Fuente de alimentación:	c220V 50Hz 6A
Ruido:	< 65dB (A)
Dimensión:	470 × 560 × 380 mm (L × W × H)
Peso:	42kg.

**Rotores:**

- N ° 1 Ángulo 12x10 ml
- N ° 2 Ángulo 4x500 ml
- N ° 3 Microplaca 2x2x96 agujeros
- N ° 4 Abatible 4x50 ml
- N ° 5 Abatible 8 x 50 ml