

NDJ-8S

Viscosímetro rotativo digital 2.000.000 mpa.S



Ampliamente utilizado en la medición de viscosidad de pinturas revestimiento, medicina, alimentos, cosméticos, y otros materiales, La lectura directa de todos los parámetros de medición, atractivo, suave, velocidad y medición precisa, alarma de sonido en menos de 20% torque, función de tiempo de medición.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	NDJ-8S
Voltaje:	110 V-240 V
Rango de medición:	1 ~ 2,000,000mpa. S
r.p.m (por min.):	0,3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60
Rotor Cantidad:	# 1, # 2, # 3, # 4 configuraciones de son estándar (# 0 es opcional)
Precisión de medición:	- 1.0% (de la gama)
Repetibilidad:	-0.5%

Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste