

SSGW

Destilador de agua 4l/h vidrio J&G Scientific



Características

Destilador horizontal de vidrio de borosilicato, equipado con un calentador de inmersión cromado de 3 KW con condensador de serpentín de corte altamente eficiente, que garantiza una producción confiable única de destilado, seguro de operar. El destilador proporciona 4 Ltr/h de agua destilada, lo que es ideal para uso general en laboratorio y es capaz de producir destilado libre de pirógenos. La temperatura del destilado es de aprox. entre 25° y 40° C, garantizado por un condensador de alta eficiencia. La caldera se proporciona con tapón de rosca de teflón para facilitar el drenaje y la limpieza de la cámara de ebullición. Conectores roscados: Estos se proporcionan para facilitar la plomería y la instalación evitando que se rompa la cristalería durante el montaje.

Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: 604 239 93 75
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste

Detalles de producto:

Modelo	SSGW
Tipo	Horizontal
Material	Vidrio borosilicato
Cantidad de destilado	4 litros/hora 3,0 – 4,0 µS/cm libre de pirógenos
Requerimiento energético	220/240 V .50/60HZ

Accesorios adicionales- opcional (con costo adicional)

- **Válvula de compuerta:** Conserva el exceso de agua de enfriamiento en caso de corte de energía.
- **Interruptor de flujo:** función de seguridad incorporada para que la unidad del equipo se apague en caso de falla del agua de enfriamiento.