

TM-T24J

Autoclave automática de mesa



Características:

- Curso de esterilización: esterilización automática controlada por computadora, fácil de operar.
- Temperatura máxima: hasta 134 °C, apto para 4-6 minutos de esterilización rápida.
- Protección segura de la falta de agua.
- Con dispositivo de autoprotección contra sobrecalentamiento y sobrepresión:
- Después de la esterilización, se cortará automáticamente la alimentación y luego se activará la alarma.
- Estructura totalmente de acero inoxidable.

Tel.: (57) 301 424 5380
Cra. 91 # 70 A 32
Bogotá - Colombia

Cel.: 312 288 34 36
Cr 43 N° 50.88 Int.1601
Medellín - Colombia

Tel.: (507) 382 59 71
Cel.: (507) 61 01 40 14
Vía centenario Av milán
Ph torres de milán
Ciudad de panamá
República de Panamá

Datos técnicos:

Modelo	TM-T24J
Tipo	Clase N
Volumen de la cámara de esterilización	24L (φ270 × 410 mm)
presión laboral	0.22Mpa
temperatura de trabajo	134 °C
Ajuste de temperatura	105-134 °C
Temporizador	0-60 min
Promedio de calor	≤ ± 1 °C
Poder	1.5 KW / AC220V 50Hz
Placa de esterilización	340 × 200 × 30 mm (3 piezas)
Dimensión	560 × 350 × 500 mm
Dimensión del paquete	620 × 410 × 570 mm
GW / N. W	20/18 kg