

Serie TM- XD-D

Autoclave de Mesa



Equipo de esterilización de mesa: rápido, seguro, fiable y controlado automáticamente. Es adecuado para las áreas de medicina, farmacéutica, investigación científica, entre otras. Proporciona esterilización rápida para artículos resistentes al vapor saturado, como cirugía, odontología, oftalmología, cristalería, productos farmacéuticos, medio de cultivo, tela, alimentos, etc.

Características

- Tiempo de esterilización: 4-6 minutos, esteriliza rápidamente.
- Fácil de usar: pantalla digital con teclas táctiles para controlar el estado de trabajo.
- Ciclos de control automático: cuenta con 3 ciclos fijos de añadir agua, subir la temperatura, esterilizar y descargar vapor seco, todos ellos controlados automáticamente.
- Proceso controlado: el proceso completo de añadir agua, subir la temperatura, esterilizar y descargar vapor seco se lleva a cabo de manera automática.

